

# 的效果



### 病例1

初診時的狀態 (48歲女性)



使用牙籤法 之後



刷牙一個月後 的狀態



### 病例2

初診時的狀態 (27歲男性)



使用牙籤法 之後



刷牙六個月後 的狀態



照片出處/日本岡山大學研究生院醫齒藥學綜合研究所 預防牙科學領域

#### 症狀

- ●牙齦化膿
- ●牙齦出血
- ●□臭
- ●牙齦膿腫、鬆弛
- ●難以咀嚼硬物





# 牙籤法治療後的狀態

- ●牙齦緊實
- ●出血及化膿消失
- ●牙齦呈健康的淡粉色
- ●口臭消除,口氣清新
- ●牙齒鬆動情況明顯改善



## 牙周病是完全可以自我預防的疾病

### 用牙籤法刷牙



暢快感

享受清理牙縫的



按摩效果使牙齦 更加強健

預防牙周病, 培養能戰勝牙周病菌的強健牙肉 (牙 齦)是關鍵。因為,牙齦抵抗力下降,會引發牙周病 (牙齦炎和牙周炎)。

用"牙籤法"刷牙能產生機械刺激(按摩效果),促 進牙齦細胞繁殖, 治愈炎症。該細胞的增殖就在於刷毛 接觸的牙齦處。請務必將刷毛尖伸入牙縫,仔細刷牙。



岡山大學名譽教授 渡邊達夫

# 由牙周病的預防研究誕生的




預防牙周病(牙齦炎和牙周炎),按摩牙齦是關鍵。因此,運用牙籤的要領,使用"牙籤法"來刷牙簡單有效。 利用"牙籤法"的按摩效果可使牙齒間的牙齦更加強健。

#### 外側的刷法

門牙

刷上牙時, 刷毛尖向下, 對準牙齒與 牙齦交界處。





刷下牙時, 刷毛尖向上。





保持該姿勢, 使刷毛尖向牙尖 方向滑動刷洗。







刷毛尖伸入牙縫后, 再退出牙縫。 保持該動作, 每處反復刷十次左右。

### 內側的刷法

- ●刷內側時,用牙刷的 前端來回蹭牙縫,每 處反復約刷十次。
- ●按牙縫的大小,將適 量的刷毛伸入牙縫刷







●牙齒的表面及咬合 部分,根據部位的 不同,亦可使用"牙 籤法"以外的方法 刷。僅需一支V-7型 牙刷即可輕鬆刷乾 淨每顆牙。

#### 刷牙方法也可以看視頻,視頻鏈接▶http://www.pmjv7.co.jp/howto.html

#### 使用牙籤法刷牙后

- ●牙齦有可能大量出血,但出血情況通常在1~2周內消失。(這是刷牙的按摩效果顯現,牙齦變得更強健的緣故)
- ●因牙周病而腫脹的牙齦會恢復緊實,因而有可能出現牙齦看似萎縮的現象。
- ●建議您每天每次仔細刷牙7~8分鐘。
- ◎持續運用牙籤法,萬一感覺症狀惡化,請與牙醫商量。



●標準、迷你兩種刷頭,其刷柄顏色各五種。 白、黄、粉、藍、綠

#### 容易深入牙縫 2列V型植毛

計。 使用牙籤法刷牙,能 有效除去牙垢的同 時,還能起到按摩牙 龈的功效。





#### 建議以下人群使用:

- ●牙周病 (牙齦炎及牙周炎) 患者
- ●口臭患者
- ●覺得牙縫牙刷或牙線用起來麻煩,不能長期堅持使用者
- ●感覺普通牙刷不能刷到牙齒深處的使用者
- ●牙齒矯正期間,不便使用普通牙刷的使用者
- ●建議零售價/1支 100元
- ●日本製

刷柄材質	刷毛材質	外蓋材質	耐熱溫度
聚丙烯	尼龍	聚丙烯	80度

