

歯間に入る感覚がつかめる!



mini head

The Toothbrush for Toothpick method





HEAD TYPE



歯周病の予防研究から生まれた「つまようじ法」歯ブラシ

- V7 mini head は、狭い歯間や裏側から磨く場合など、毛先が通りにくい部位でも容易につまようじ法が行え、全ての歯間が磨けるように設計した歯ブラシです。
- V7レギュラーヘッドやコンパクトヘッドでは磨きにくい部位用として、又はつまようじ法ブラッシングの練習用としてもお使いいただけます。

●歯間部の歯垢除去とマッサージに●



歯間に入りやすい
2列V型植毛



柄・キャップの材質	毛の材質	毛のかたさ	耐熱温度
ポリプロピレン	ナイロン	ふつう	80度

メーカー希望患者様価格 250円(税別)

MADE IN JAPAN



pmj 株式会社 ピー・エム・ジェー

〒700-0953 岡山市南区西市541-1 TEL.086-244-1251

<https://www.pmjv7.co.jp>

つまようじ法の磨き方を
動画で見られます →



お客様相談室

☎0120-145-418

受付時間/10:00~17:00(土・日・祝日を除く)

(一生 歯)